


Zastosowania:

Poniższe przykłady opisują kilka z bardzo licznych zastosowań lup stomatologicznych:

- rutynowe przeglądy i wczesne stwierdzenie defektów w starych amalgamatach, pęknięć zębów lub innych uszkodzeń
- defekty niewidoczne gołym okiem możliwe są do zaobserwowania przy powiększeniu
- bardziej precyzyjna obróbka wkładów oraz koron i mostów zębowych
- lepsze wykończenie kompozytowych elementów odbudowy zębów



Powiększenie	2.5x
Odległość robocza	420mm
Głębina widzenia	90mm
Pole widzenia	100mm
Waga	42g



LUPY DENTYSTYCZNE



**Niezbędne wyposażenie nowoczesnego
gabinetu stomatologicznego**

Perfekcyjna ocena wizualna uzębienia pacjenta jest podstawą zastosowania właściwych metod leczenia stomatologicznego.

Powiększenie obserwowanych miejsc pozwala na postawienie trafnej diagnozy.




Lupy dentystyczne OPTEC spełniają wymagania stawiane precyzyjnym od strony optycznej i komfortowym w użytkowaniu przyrządom przeznaczonym dla lekarza stomatologa.

Powiększenie 2,5-krotne, odległość robocza 42cm oraz bardzo duże pole widzenia (10cm) wybrane zostały po konsultacjach z praktykami oraz testach klinicznych.

Precyzyjnie szlifowane i pokryte rozjaśniającymi warstwami antyrefleksyjnymi soczewki pozwalają na:

- poprawę widzenia dla bardziej precyzyjnej diagnozy dzięki powiększeniu obrazu
- redukcję zmęczenie oczu
- zmniejszenie zmęczenia szyi i pleców stomatologa dzięki zastosowaniu odległości roboczej wymuszającej właściwą postawę lekarza w czasie pracy



Zdjęcie górne pokazuje obraz niepowiększony.

Zdjęcie dolne pokazuje ten sam obraz widziany przez lupy stomatologiczne.

Nakładki ochronne



Nakładki ochronne dostarczane są jako wyposażenie standardowe lup stomatologicznych. Ochroniają one precyzyjne soczewki przed zanieczyszczeniami z miejsc obrabianych przez lekarza.

